

# SALVEQUICK MED Hühneraugenpflaster für Hühneraugen 6 Stück



Preis: 3,05 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	6 ct
Form	Slice
Inhalt	6 Stück
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	CEDERROTH POLSKA S.A.
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**Merkmale** Das Hühneraugenpflaster enthält in der Mitte des Pflasters einen Verband mit Salicylsäure. Es ist eine wirksame Behandlung, die hilft, Hühneraugen und Schwielen zu entfernen. Außerdem hilft das Pflaster, den Druck und die Reibung an der Hühneraugenstelle zu verringern, was zu einer sofortigen Schmerzlinderung führt (aufgrund des weichen Rands in der Mitte des Pflasters). Bei der Verwendung von Salicylsäureprodukten ist Vorsicht geboten und die Gebrauchsanweisung zu beachten, da die Gefahr besteht, dass die Haut um die Hühneraugen herum beschädigt wird. Diese Packung enthält 6 Hühneraugenpflaster zur Entfernung von Hühneraugen. **Wie anwenden?** 1. Weichen Sie den Fuß mit den Hühneraugen 5 Minuten lang in warmem Wasser ein, bevor Sie das Pflaster aufkleben. 2. Reinigen und trocknen Sie die Haut und achten Sie darauf, dass die Hautoberfläche nicht mit Creme oder Ölen eingefettet ist. 3. Entfernen Sie das Schutzpapier und vermeiden Sie es, die klebende Seite des Pflasters zu berühren. 4. Tragen Sie das Salicylsäurepflaster direkt auf den Abdruck auf, so dass der zentrale Teil des Pflasters auf dem Abdruck liegt, und achten Sie darauf, dass die Ränder des Pflasters gut auf der Haut haften. 5. Lassen Sie es an Ort und Stelle, bis sich das Pflaster abzulösen beginnt. Entfernen Sie das Pflaster nach maximal 48 Stunden. 6. Weichen Sie die betroffene Hautstelle 5 Minuten lang in warmem Wasser ein, bevor Sie den Abdruck entfernen. 7. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich. Nicht länger als 14 Tage anwenden. Hinweis: Pflaster sollten nicht von Diabetikern, Menschen mit Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure und Menschen mit schlechter Durchblutung verwendet werden. Die Anwendung des Pflasters bei einem Kind oder einer schwangeren Frau erfordert die Rücksprache mit einem Arzt. Der Kontakt von Salicylsäure mit gesunder Haut verursacht Hautschäden. Das Pflaster enthält 0,4 g (40%) Salicylsäure. Entsorgen Sie das Pflaster sofort nach Gebrauch und achten Sie darauf, dass es nicht mit gesunder Haut in Berührung kommt, da die Gefahr einer Infektionsübertragung besteht.

**Packungsinhalt** 6 x 72mm x 19mm