

# Ferti Lily Becher zur Unterstützung der Besamung



Preis: 49,12 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	1 ct
Form	Tasse
Inhalt	1 Stück
Kategorie	Medizinische Geräte andere
Marke Hersteller	SALVEO
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**Merkmale** Ein Medizinprodukt zur Unterstützung der Empfängnis. Das Produkt ist für Paare bestimmt, die versuchen, ein Kind zu bekommen. Es wird nach dem Geschlechtsverkehr in die Vagina eingeführt und hält den Samen in der Nähe des Gebärmutterhalses, in der Umgebung des Zervixschleims. 100% medizinisches Silikon. **Wirkung** Die Verwendung des Ferti Lily Cups hilft, mehr Samen an den Gebärmutterhals zu bringen und so die Chance auf eine Empfängnis zu erhöhen. Er hält das Spermium in einer festen Position (Sie können sicher urinieren oder duschen, ohne Angst zu haben, dass es herausrutscht). Der Becher kann bis zu 1 Stunde in der Vagina verbleiben. Das Produkt ist weich, bequem und einfach anzuwenden. Mit FERTI-LILY erhöhen sich Ihre Chancen auf eine Schwangerschaft um das 1,5-fache. Dank der FERTI-LILY Tasse bleibt der Versuch, ein Baby zu bekommen, ein intimer Moment, ohne Ärzte und medizinische Eingriffe. Die FERTI-LILY Tasse kann unter allen Bedingungen verwendet werden. Sie können ihn in der Nähe Ihres Bettes aufbewahren, in dem beiliegenden Baumwollbeutel, und ihn sofort nach dem Abschluss anwenden, und dann ganz normal aufstehen und tun, was Sie normalerweise tun. Der Becher ist weich, bequem zu benutzen und wird Ihre intimen Momente nicht stören. **Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen** Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung des Produktes vor dem Gebrauch. Benutzen Sie es nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile des Produktes allergisch sind. Wenn beunruhigende Symptome oder Nebenwirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur auf. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen. Für Kinder unerschwinglich aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung zuvor geöffnet oder beschädigt wurde.