

SUTRICON Silikonpflaster für Narben 5 x 30 cm

Preis: 34,54 €



Beschreibung im Wörterbuch

Form	Pflaster
Inhalt	1 Pack. (5 Stk.)
Marke Hersteller	VERCO
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Sutricon Silikonpflaster für Narben sind für postoperative Narben Verbrennungsnarben Kaiserschnittnarben posttraumatische Narben zur Vorbeugung abnormaler Narbenbildung für Kinder (ab 6. Monate) und Erwachsene zur Reduzierung der Sichtbarkeit von frischen und reifen Narben (bis zu 9 Jahren) **Anwendung** Silikonpflaster können sowohl von Kindern (ab 6 Monaten) als auch von Erwachsenen verwendet werden. Das Wichtigste ist, dass die Größe des Pflasters an die Größe der Narbe angepasst wird, wobei auf jeder Seite ein Rand von 5 mm verbleibt. Es ist auch wichtig, die Pflaster regelmäßig zu wechseln. Ein Pflaster kann 3 bis 5 Tage lang verwendet werden, wobei das Pflaster täglich entfernt, die Narbe gewaschen, gründlich getrocknet und dann das gleiche Pflaster erneut aufgetragen werden muss. Es sei daran erinnert, dass die Dauer der Therapie von vielen individuellen Faktoren abhängt, aber bei frischen Narben mindestens 3 Monate und bei älteren Narben sogar mehr als ein halbes Jahr beträgt. **Dauer der Therapie mit Sutricon-Pflastern** Ein wichtiger Punkt ist die Dauer der Therapie, d.h. wie lange Sie Sutricon-Pflaster verwenden sollten. Die Wirkung kann nach einem Monat beobachtet werden, aber die vollständige Behandlung dauert länger und hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Die wichtigsten sind die Größe und Art der Narben sowie die genetischen Voraussetzungen. Bei Kindern heilen Narben am schnellsten, während ältere Menschen am längsten brauchen, um ihre Haut vollständig zu regenerieren. Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, das Präparat regelmäßig anzuwenden und die Gebrauchsanweisung zu befolgen. **Die Dauer der Therapie beträgt im Durchschnitt** min. 3 Monate im Falle frischer Narben min. 6 Monate bei älteren Narben Bei Anfälligkeit für abnorme Narbenbildung, z.B. Keloide oder Narbenbildung, wird empfohlen, Sutricon Pflaster während der gesamten Zeit der Narbenrekonstruktion, sogar bis zu 1 Jahr, zu verwenden. **Anwendungshinweise zu Sutricon Pflastern** Vor der ersten Anwendung ist es notwendig, die der Packung beiliegende Packungsbeilage sorgfältig zu lesen, da der Erfolg der Therapie von der richtigen Anwendung von Sutricon abhängt. Das Pflaster kann verwendet werden, nachdem die Wunde vollständig verheilt ist und die Fäden entfernt wurden. Die Narbe sollte vor dem Gebrauch gründlich gereinigt und getrocknet werden. Um die Größe des Pflasters an die Oberfläche der Narbe anzupassen, kann es beliebig zugeschnitten werden. Silikonpflaster für Narben sollten im Durchschnitt alle 3 bis 5 Tage gewechselt werden, die besten Ergebnisse werden jedoch erzielt, wenn sie alle 24 Stunden gewechselt werden. **Zuschnitt** Das Silikonpflaster sollte auf die Größe der Narbe zugeschnitten werden, einschließlich eines 5 mm breiten Randes auf jeder Seite. **Teilen Sie es in Stücke** Bei einer Narbengröße von 0,5 x 13 cm kann eine große Packung verwendet werden, um 30 kleinere Pflaster zu erhalten. **24h aktive Leistung** Aktive Leistung den ganzen Tag über. Das Silikon-Narbenpflaster Sutricon kann rund um die Uhr getragen werden. Mindestens einmal am Tag sollten sie jedoch entfernt, die Narbe mit neutraler Seife gewaschen, getrocknet und das gleiche Pflaster erneut aufgeklebt werden. **1 Pflaster = 3-5 Tage** Ein Sutricon-Pflaster kann bis zu 5 Tage getragen werden, wenn es sauber gehalten wird und seine Klebeeigenschaften beibehält. Hinweis: Das Pflaster sollte nicht gewaschen oder mit einem zusätzlichen Verband abgedeckt werden. **1-3 Monate Therapie** Eine Packung reicht für 1-3 Monate Therapie, je nach Größe und Art der Narbe. **Inhaltsstoffe** Silikongel, elastische Polyurethanmembran.