

## Bebilon Comfort 1 ProExpert Säuglingsmilch ab Geburt 400 g



Preis: 18,77 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Form	Pulver
Inhalt	400 g
Kategorie	Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Marke Hersteller	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

Zusammensetzung Hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat aus Milch, pflanzliche Öle (strukturiertes Palmöl, Rapsöl, Kokosnussöl, Öl aus einzelligen Organismen, Sonnenblumenöl), Glukosesirup-Pulver, Stärke, Galakto-Oligosaccharide aus Milch (8,75%), Laktose aus Milch, Frukto-Oligosaccharide (0,62%), Kaliumdihydrogenphosphat, Calciumchlorid, Fischöl, Natriumchlorid, L-Tyrosin, Cholinchlorid, L-Ascorbinsäure, Taurin, Natrium-L-Ascorbat, Inosit, Eisensulfat Zinksulfat, Uridin-5'-monophosphat-Natrium, Cytidin-5'-monophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Adenosin-5'-monophosphat, Inosin-5'-monophosphat-Natrium, L-Carnitin, Nicotinamid, Guanosin-5'-monophosphat-Natrium, Calcium-D-Pantothenat Sojalecithin, D-Biotin, Folsäure, Kupfersulfat, Retinylpalmitat, DL-alpha-Tocopherol, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Phytomenadion, Natriumselenit. Nährwertangaben 100 g Pulver 100 ml Fertigprodukt Energiegehalt 2015 kJ 275 kJ 481 kcal 66 kcal Fett, davon: 24,5 g 3,4 g - gesättigte Säuren 10,8 g 1,5 g - einfach ungesättigte Säuren 9,7 g 1,3 g - mehrfach ungesättigte Säuren 4 g 0,5 g Kohlenhydrate, davon: 52,2 g 7,2 g - Zucker 24 g 3,3 g Ballaststoffe 4,1 g 0,6 g Protein 10,9 g 1,5 g Salz 0,37 g 0,05 g Vitamine: Vitamin A 362 µg 50 µg Vitamin D 8,7 µg 1,2 µg Vitamin E 6,6 mg 0,9 mg Vitamin K 30 µg 4,1 µg Vitamin C 68 mg 9,3 mg Tiamin 0,377 mg 0,052 mg Riboflavin 0,729 mg 0,1 mg Niacin 3,1 mg 0,43 mg Vitamin B6 0,308 mg 0,042 mg Folsäure 68 µg 9,3 µg Vitamin B12 1 µg 0,14 µg Biotin 15 µg 2,1 µg Pantothenensäure 2,609 mg 0,357 mg Mineralstoffe: Natrium 146 mg 20 mg Kalium 550 mg 75 mg Chlorid 301 mg 41 mg Kalzium 357 mg 49 mg Phosphor 194 mg 27 mg Magnesium 40 mg 5,5 mg Eisen 4 mg 0,54 mg Zink 3,6 mg 0,49 mg Kupfer 0,291 mg 0,04 mg Mangan 0,056 mg 0,008 mg Selen 12 µg 1,6 µg Jod 89 µg 12 µg Sonstiges: Nukleotide 23 mg 3,2 mg Laktose 19,7 g 2,7 g L-Carnitin 7,3 mg 1 mg Cholin 73 mg 10 mg Inositol 27 mg 3,7 mg Taurin 39 mg 5,3 mg Docosahexaensäure (DHA) 47 mg 6,4 mg Osmolarität 220 mOsmol/l **Indikationen** Bebilon Comfort 1 mit Pronutra für Säuglinge von der Geburt bis zur Vollendung des 6. **Wirkung** Bebilon Comfort 1 mit Pronutra ist dank seiner speziellen Proteinzusammensetzung und seines reduzierten Laktosegehalts leicht verdaulich formuliert. Der Gehalt an geeigneten Kohlenhydraten macht den Stuhl weicher, was zur Linderung von Magen-Darm-Beschwerden beiträgt. **Dosierung** Bebilon Comfort 1 mit Pronutra für Säuglinge von der Geburt bis zum Ende des 6. Verwendung: Futtertisch - sofern vom Arzt nicht anders empfohlen. Kleinkind im Alter von 1 Monat / Anzahl der Portionen pro Tag 7 / Wasser (ml) pro 1 Portion 90-120 / Anzahl der flachen Portionen pro 1 Portion 3-4 Kleinkind im Alter von 2-3 Monaten / Anzahl der Portionen pro Tag 6 / Wasser (ml) pro 1 Portion 120 / Anzahl der flachen Portionen pro 1 Portion 4 Kleinkind im Alter von 4. Monat / Anzahl der Portionen pro Tag 6 / Wasser (ml) pro Portion 150 / Anzahl der flachen Maße pro Portion 5 Alter des Säuglings 5-6. Monat / Anzahl der Portionen pro Tag 4 / Wasser (ml) pro Portion 180 / Anzahl der flachen Maße pro Portion 6 Standardlösung: 100 ml verzehrfertiges Produkt = 90 ml Wasser + 3 flache Portionen des Produkts = 275 kJ (66 kcal). 1 flache Portion = 4,6 g Pulver Zubereitungsmethode: kein Kochen 1. Waschen Sie Ihre Hände und brühen Sie alle Utensilien ab, die Sie für die Zubereitung des Produkts benötigen. Flasche und Sauger 10 Minuten lang in Wasser abkochen. 2. 5 Minuten lang frisches Trinkwasser abkochen; abkühlen lassen (auf ca. 40°C). Gießen Sie die genaue Menge des abgekochten Wassers in die abgekochte Flasche. Messen Sie eine genaue Menge Bebilon Comfort 1 mit Pronutra in einem flachen, nicht randomisierten Maß ab. 5. Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Setzen Sie einen

abgekochten Sauger auf die Flasche. 6. Prüfen Sie die Temperatur des Produkts mit der Innenseite Ihres Handgelenks. Waschen Sie die Flasche und den Sauger sofort nach dem Gebrauch. **Information** Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke Verwendung unter ärztlicher Aufsicht